



Схема распаковки:

1. Открыть картонную коробку.
2. Вынуть жестяную банку.
3. Снять крышку банки, отстегнув стопорное кольцо.
4. Вынуть верхний полистирольный вкладыш, затем - свинцовый контейнер.
5. Открыть свинцовый контейнер и вынуть пенал с флаконом препарата.
6. Открутить крышку пенала, вынуть флакон с препаратом.

Геометрические размеры:

Картонная коробка: 220x220x230 мм

Жестяная банка: 99x122 мм

Типы транспортных контейнеров:

КТ1-5 ÷ КТ1-40

Вес УКТ:

1,5 ÷ 8,5 кг